

業務用 除菌嘔吐物処理剤

嘔吐物・汚物を瞬時に固め、嫌な臭いも抑える。
除菌成分PAPBを配合した、感染対策品です。

他人の嘔吐物は**危険**です。



だから**安全**に処理したい。

PRO CLEAN
パオクリン

有効除菌成分

PAPB(ポリアミノプロピルピグアナイド) 配合

嘔吐物の本当の恐ろしさは、見た目的な問題、鼻を刺す不快な臭いより、嘔吐物に潜む病原菌の飛散です。現場では、感染対策として迅速な処理が求められますが、忘れてはいけないのが「作業者の安全の確保」です。

パオクリンは、嘔吐物に振り掛けるだけで、ベトベトからパサパサな状態に固め、嫌な臭いが広がるのを抑える処理剤です。そして、有効成分PAPB(ポリアミノプロピルピグアナイド)が、処理物内に存在する、雑菌・ウイルスを効果的に駆除し、作業者の安全を守ります。


もはや嘔吐物は汚いものではなく危険なもの。感染対策品として、パオクリンは威力を発揮します。



除菌成分 PAPB の威力で幅広い雑菌・ウイルスを除去

ウイルス感染による嘔吐物の処理に 最適な成分を配合しています。

パオクリーンは、ただ固めるだけの凝固剤とは異なり、嘔吐物内に潜む雑菌・ウイルスを効果的に駆除する除菌力を有していることが特長です。有効除菌成分であるPAPBは、ノロウイルス、インフルエンザウイルスなど各種ウイルス除去剤として世界的に使用されており、幅広い抗菌スペクトルを所持しているにもかかわらず、化粧品成分としても認められている高い安全性があります。



※ポリアミノプロピルビグアニドの構造式

■使用方法■

- ①キャップを開けて、本剤を嘔吐物などにまんべんなく振り掛けてください。覆いかぶさり処理物が見えなくなるくらいが使用の目安です。(約100g)
- ②60秒ほど放置し、処理物がパサパサの状態になりましたらホウキ・ティッシュなどで拭きとってください。
- ③パサパサ感が足らない場合は、再度本剤を振りかけてください。
- ④濾過鉱石の吸着効果で、凝固だけでなく嫌な臭いも抑えます。



←扱いやすい
ワンタッチキャップ



嘔吐物を瞬時に
処理する凝固能力→

■製品仕様■

品名：除菌嘔吐物凝固剤
成分：吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、
ポリアミノプロピルビグアニド
内容量：①ワンタッチキャップ式700g
・PPボトル
・100g毎の目盛り入り
②使い切り100g
・PE袋
・ノッチ付き
用途：嘔吐物・汚物などの処理



■注意事項■

- 本品は食べられませんので、幼児の手の届かない所に保管してください。
- 眼に入った場合は速やかに大量の水で洗い流してください。また、体質により皮膚に刺激を受ける可能性がありますので、長時間の接触は避けてください。万一、異常が生じた場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- 容器等は密封して屋内の常温にて保管してください。また湿気の多い場所での保管は避けてください。
- 配管等に本剤を流したり、廃棄すると詰まる可能性がありますので、絶対に行わないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- その他の薬品等と混合しないでください。

お問合せは…

<製造販売元>

 **YUTACOLOGY** 豊興業株式会社

エコ事業部 〒460-0022名古屋市中区金山5丁目15-5
TEL : (052) 881-1081 FAX : (052) 881-6681
本社 〒466-0841名古屋市長和区広路本町4-48
TEL : (052) 851-0077 FAX : (052) 842-2226
www.yutacology.com